


インディバ®専用通電クリームについて

インディバ®施術の際はインディバ専用通電クリームをご使用頂いております。クリームの抵抗が無く、皮膚表面での熱の発生を抑えて効率良く体内に高周波電流を透過させる事で、インディバ®の施術効果がより一層高まります。インディバ®専用通電クリーム以外の電気抵抗の高いクリームを使用すると皮膚表面での熱の発生の原因ともなり、機器の不具合や皮膚トラブルにつながる場合も御座います。また、インディバ®の特長でもある深部加温の妨げとなります。インディバ®の効果を最大限に生かすにはインディバ®の為に開発された、インディバ®専用通電クリームが必要不可欠です。

他の通電クリームとご比較下さい。

他社の通電クリームに比べ、インディバ®専用通電クリームは**抵抗が低く**体内への**通電が良い**事がわかります。(右図参照)
 *インディバ®専用通電クリームの通電率は、東海大学 理学部物理学科でも検査済みです。



③ご注意ください。

インディバ®の施術に使用できます！などと記載の通電クリーム・ジェルが増えていきます。インディバ®専用通電クリームはインディバ・ジャパンのみでの販売となります。

インディバフェイシャル&ボディークリーム

《インディバ®の施術を受けられるお客様へ》

インディバ・ジャパンでは、専用通電クリームをご使用頂いているご施設に公認契約店としてステッカーを配布しております。インディバ®の施術に通う際は、このステッカーがあるかご確認ください。

ステッカーの見方

2018年に専用通電クリームをご購入頂いたご施設には、左記のステッカーを配布しております。今年度分(2019年)は、2020年、初旬に導入施設へ配布致します。

インディバ・ジャパン公認契約店
2018年度更新

当店は、「インディバ®」機器 及び「インディバ®」専用通電クリームを使用しています。